

効能効果 温熱効果



- 疲労回復 ● 血行を良くする ● 筋肉の疲れをとる ● 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 ● 胃腸の働きを活発にする

ご注意

●必ず取扱説明書をよくお読みになったうえ、正しく使用してください。

次の人は使用前に医師と相談すること。

- 悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●糖尿病などにより末梢神経に知覚障害がある人 ●温度感覚喪失が認められる人
- 安静を必要とする人 ●体温38℃以上の人や急性炎症のある人 ●皮膚の炎症のある人 ●骨折、ねんざ、肉離れなど、急性疾患の人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ●低温火傷をしたことがある人 ●緑内障の人 ●外傷のある人 ●薬を常用してる人

基本的な注意事項

- ①火傷のおそれがあるので直接肌に接触させないこと。必ず手ぬぐい等を使用し同じ場所に長時間あてずに移動させながら使用すること。
- ②火傷のおそれがあるので肌にクリームやオイルなどの液状のものを塗らないこと。また多量の汗をかいた場合は汗をふき取ってから使用すること。
- ③頭頂部、心臓部、顔面や皮膚の弱い部位には使用しないこと。
- ④酒気、眠気があるときは使用しないこと。
- ⑤睡眠薬を服用したときは使用しないこと。
- ⑥身体の自由が利かない人及び幼児には使用させないこと。
- ⑦本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止すること。
- ⑧しばらく使用しても効果が現れない場合、医師等または専門家に相談すること。
- ⑨火傷をする恐れがあるので長時間にわたり使用しないこと、60分を超えて使用する場合は医師と相談すること。

仕 様	
販 売 名	クイック温熱治療器 REF-2133MD
医 療 機 器 分 類	管理医療機器
医療機器製造販売認証番号	219AGBZX00055000
A C ア ダ プ タ ー 定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
本 体 定 格	DC12V 30W (最大) (ACアダプター共 32W)
温 度	Loモード38℃ 43℃ 48℃ Hiモード56℃ 63℃ 70℃ 6段階切替え
タ イ マ ー	60分OFF
温 度 過 昇 防 止 装 置	温度ヒューズ
本 体 サ イ ズ	幅67×高さ53×奥行き210 (mm)
本 体 重 量	約250g
付 属 品	ACアダプター、収納ケース、あて布、取扱説明書 (保証書付き)

※仕様・色等は予告なく変更・改良される場合があります。

定価 148,000円 (税込)

●お問い合わせ

ダイヤ技研株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野5-11-2
第3オリエントビル3F

TEL 03-3836-6411
FAX 03-3836-6415

発売元:株式会社スーパー温熱

製造販売元:ダイヤ技研株式会社

[足利工場] 〒326-0332 栃木県足利市福富新町2554