

安全に関するご注意

●必ず取扱説明書をよくお読みになったうえ、正しく使用してください。

次の人は使用前に医師と相談すること。

- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 糖尿病などにより高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 安静を必要とする人
- 体温 38℃以上の人（急性炎症症状の強い時期や衰弱しているとき）
- 脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性疼痛疾患の人
- 肺結核、心疾患・腎疾患患者、急性皮膚炎、甲状腺機能亢進症、こう原病（全身性エリテマトーデスなど）、ポリフィリン症、放射線療法を受けている患者など紫外線による過敏・過剰反応の影響が考えられる人
- 皮膚に感染症または創傷のある人
- 光線照射によって過敏症を誘発する医薬品を服用している人
- 化粧品、消毒剤などでかぶれたことのある人

仕 様

販 売 名	遠赤外線ハイパーサーモ温熱治療ドーム S-MD
医 療 機 器 分 類	管理医療機器 JMDN：71012000
医療機器製造販売認証番号	222AGBZX00014000
定 格 電 圧	AC100V 50-60Hz
定 格 電 力	250W（最大）
定 格 時 間	30分
温 度 過 昇 防 止 装 置	サーモスタット、温度ヒューズ
本 体 寸 法	幅 610mm×高さ 380mm×奥行き 470mm
本 体 重 量	約 4.2 kg
付 属 品	保温カバー（2枚）、取扱説明書（保証書付）

※改良のため仕様、デザイン等は予告なく変更される場合があります。

愛情点検



◆長年ご使用の電気器具の点検を!

こんな症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、時々運転しない時がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。

ご使用
中止

事故の防止のため、電源プラグを抜き販売店に点検・修理をご相談ください。

価格 150,000円(税抜) 【税込価格157,500円】

お問い合わせ

ダイヤ技研株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野5-11-2
第3オリエントビル3F

TEL 03-3836-6411
FAX 03-3836-6415

製造販売元

 **ダイヤ技研株式会社**
HEALTHY MEDICAL DEVICE

足利工場 〒326-0332 栃木県足利市福富新町 2554

第二種医療機器製造販売業許可 09B2X10002
医療機器製造業許可 09B2Z00018